



DEPPELER®  
SWISS DENTAL  
MANUFACTURE 

Gracey pour toutes les anatomies  
*Gracey for all anatomies*

# Classic

## Pourquoi choisir Deppeler?

- Efficacité des tranchants
- Qualité des matériaux utilisés
- Intelligence des formes
- Ergonomie et confort d'utilisation
- Haute sensibilité tactile

## Why choose Deppeler?

- Efficiency of the cutting edges
- Quality of materials used
- Intelligence of shapes
- Ergonomics and comfort of use
- High tactile sensitivity



● GX2

1GE2

3GE4

5GE6

● 7GE8

9GE10

● 11GE12


15GE16

● 13GE14

17GE18




# Antérieurs / *Anteriors*



● 1/2 3/4 5/6

# Prémolaires-Molaires / *Posteriors*



BUCCAL / PALATAL



● 7/8 9/10

MESIAL



● 11/12 15/16

DISTAL



● 13/14 17/18

## Deep

Cette gamme de Gracey offre plus de confort aussi bien au patient qu'au praticien.

La meilleure solution pour les poches profondes, grâce à:

- une angulation adaptée
- une tige plus longue

*This range of Gracey offers more comfort to both the patient and the practitioner.*

*The best solution for deep pockets, thanks to:*

- an adapted angulation*
- a longer shaft*



5GL6CN



7GL8CN



11GL12CN




13GL14CN

## Mini Profil

Lames plus fines et plus courtes que les Classic.

*Thinner and shorter blades than the Classic.*



“Aucun autre système ne peut rivaliser avec ces instruments manuels en matière de précision de l’usinage, de solidité et de maniabilité.”

Prof. Dr. med. dent. Michael Haas  
Medizinische Universität Graz, Autriche


*“No other system can rival these hand instruments for precision of finish, sturdiness and ease of handling.”*

*Prof. Dr. med. dent. Michael Haas  
Medizinische Universität Graz, Austria*

# Nano Profil

Lames de la même finesse que les Mini Profil, mais encore plus courtes.

*Blades of the same finesse as the Mini Profil blades, but shorter.*





# Rigid

Diamètres de tige plus important et lames identiques aux Classic.


*Larger shaft diameter and blades identical to the Classic.*



easy  
*sharp* device



easy  
*sharp* coach



**ESP Premium**  
ESDPLUS + ESCPLUS + OIL +  
TEST STICKS + LOUPE

### ESD Standard

livré avec 2 pierres ceramic  
*delivered with 2 ceramic stones*

### ESDPLUS

livré avec 2 pierres Arkansas  
*delivered with 2 Arkansas stones*

### ESC

contient 2 coachs et 1 pierre ceramic  
*contains 2 coaches and 1 ceramic stone*

### ESCPLUS

contient 2 coachs et 1 pierre Arkan-  
sas + ESS4 (pour curettes en titane)  
*contains 2 coaches and 1 Arkanas stone  
+ ESS4 (for titanium curettes)*

## La perfection de l'aiguisage

Angles et mouvements de  
réaiguisage spécifiques à  
chaque instrument

+ Affûtage le long du tranchant

= Tranchant neuf  
(comme sorti d'usine)

## *The perfection of the sharpening process*

*Re-sharpening angles and movements  
are established specifically  
to each instrument*

+ *Sharpening occurs along the cutting  
edge*

= *New cutting edge  
(as from the factory)*

## La solution universelle

Affûtage le long du tranchant avec  
maîtrise de l'angle

+ Angulations universelles

= Idéal pour les instruments  
de toutes les marques

## *The universal solution*

*Sharpening along the cutting edge with  
control of the angle*

+ *Universal angulations*

= *Suitable for all brands*

# Informations de commande

## *Order information*

CN



Ref : instrument CN, exemple 5GE6CN



ADEP



Ref : instrument+ADEP, exemple 5GE6+ADEP

Original



Ref : instrument, exemple 5GE6

[www.deppeler.ch](http://www.deppeler.ch)